



## Omron Schrittzähler Walking style IV

### Schrittzähler zurücksetzen

1. Halte ▲ und ▼ gleichzeitig gedrückt.  
„lb“ oder „kg“ blinkt in der Anzeige.
2. Halte ▲ und ▼ erneut gleichzeitig gedrückt.  
Nach der Anzeige von „Clr“ blinken „lb“ und „kg“ in der Anzeige.
3. Stelle nun deine Werte wieder ein.  
Wenn innerhalb von 5 Minuten keine Einstellungen vorgenommen werden, kehrt das Gerät zu dem werkseitigen Modus zurück.