



## Sanitas SFT 79

### Gespeicherte Messwerte löschen

Um die gespeicherten Messwerte zu löschen, gehe wie folgt vor:

1. **Gerät einschalten:** Drücke die Ein-/Ausschalttaste, um das Thermometer einzuschalten.



2. **Speicher-Modus aufrufen:** Drücke die „M“-Taste, um in den Speicher-Modus zu gelangen.



3. **Speicher löschen:** Halte die „M“-Taste jetzt für etwa 5 Sekunden gedrückt. Das Display blinkt kurz.

4. **Bestätigung:** Nach dem Loslassen der Taste sind alle gespeicherten Messwerte gelöscht und das Display wird keine alten Daten mehr anzeigen.

---

Das Gerät speichert automatisch die Messwerte der letzten 30 Messungen ab. Werden die 30 Speicherplätze überschritten, wird der jeweils älteste Messwert gelöscht.